

**SET TUBES SILICONES Ø6X10 BOCAL +  
CONNECTEUR POUR ASPIRATEUR ASPIRET,  
ASKIR 20/30**

**Réf. BCASPI113**

The CA-MI logo consists of the text 'CA-MI' in white, uppercase letters, centered within a red rectangular background.

## SET TUBES SILICONES Ø6X10 BOCAL + CONNECTEUR POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20/30



Réf. **BCASPI113**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040151052
Garantie (mois) :		Code douanier :	90330090
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,050	Poids conditionnement (kg) :	0,050
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	45
Humidité mini :	0	Humidité maxi :	85



30/03/2022 23:02 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI113