

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30, BOCAUX POLYCARBONATE AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML - COMMANDE

Réf. BCASPI34

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE
II
B



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30, BOCAUX POLYCARBONATE AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML - COMMANDE

Réf. **BCASPI34**

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 40 l/min max, Askir C30 est muni de deux bocal de recueil et d'un système sur cinq roulettes le rendant facile à transporter.

- Système principal équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Version FS, comprenant: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Cordon d'alimentation avec prise Schuko / une pédale.
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : -0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 61 dBA
- Poids : 6,2 kg / Dimensions : 32 x 99 x 30 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139203

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 32,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 99,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 10,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 6,200

Poids conditionnement (kg) : 9,800

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI34

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.