

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 3000 ML


Réf. BCASPI52

CA-MI

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 3000 ML

Réf. BCASPI52

-version FS 4 avec commande au pied

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

- Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

- Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

- Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

- Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux

- 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm

- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)

- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

- Système Électronique de Transfert entre les bocal de recueil

- Caractéristiques techniques :

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139388

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI52