

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML

Réf. BCASPI29

CA-MI

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE II
a



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML

Réf. BCASPI29

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

- Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.
- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes et housse de transport en option
- Accessoires fournis :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
 - 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm
 - Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique)
 - Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8054619100394

Garantie (mois) : 36

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 26,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 40,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 30,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 5,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI29

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.