

ASPIRATEUR CA-MI ASKIR 118 WM, SUPPORT MURAL / VÉHIC - BOCAL MAKROLON, 1 L

Réf. BCASPI306

CA-MI

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GUARANTEED

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE II B



ASPIRATEUR CA-MI ASKIR 118 WM, SUPPORT MURAL / VÉHIC - BOCAL MAKROLON, 1 L

Réf. BCASPI306

Dispositif médical électrique pour l'aspiration nasale et trachéale des liquides organiques chez les enfants ou les adultes par voie orale. Il a été étudié expressément pour utilisation en voiture-ambulance ou dans environnement d'urgence.

Principales applications: Voiture ambulance, Urgences, Sauvetages

- Grand écran LCD pour une lecture facile des valeurs de vide avec touches de réglage du vide pour augmenter la précision de l'aspiration.
- Accessoires fournis: Bocal de récolte des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteur conique 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) + Canule CH20 / Fixation au mur pour voiture-ambulance (Dimensions cm 20x16x16h)
- Longue autonomie de la batterie et un niveau de bruit faible pendant le fonctionnement.
- Alimentation: Batterie interne rechargeable Li-Ion (14,8V 5,2A) - Autonomie 70 min – temps de charge 360 min / Fixation au mur pour voiture-ambulance (12V 4A)
- Fonction PROXIMITY sert à activer ou désactiver le dispositif sans contacts tactiles et évite la contamination croisée entre deux patients.
- Moteur sans balais de longue durée.
- Aucune odeur de résidus de charbons
- Vide Maximum (Ajustable) : -75 kPa -563 mmHg -0.75 Bar
- Débit libre d'air max : Hg 26 l/m (sans bocal)
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu (connecté au secteur)
- Poids: 2,7 kg / Dimensions : 35 x 19 x 15 cm
- Sacoche de transport incluse

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8054619100646

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 19,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,700

Poids conditionnement (kg) : 5,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI306

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.