

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML

Réf. BCASPI37



CA-MI

GARANTIE
3
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30, SACHETS USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2 X 2000 ML

Réf. BCASPI37

Aspirateur chirurgical sur roulettes et mobile, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 40 l/min max, Askir C30 est muni de deux bocal de recueil et d'un système sur cinq roulettes le rendant facile à transporter.

Existe en version Basic et FS

- Version BASIC FLOVAC, comprenant: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Poches à Usage Unique Flovac®

- Système principal équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz

- Vide Maximum (Ajustable) : -0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 40 l/min

- Niveau Sonore : 61 dBA

- Poids : 6,2 kg / Dimensions : 32 x 99 x 30 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139234

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 54,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 54,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 33,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 9,400

Poids conditionnement (kg) : 9,400

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI37

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.