

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML, VERSION BASIC 2


Réf. BCASPI39

CA-MI

GARANTIE  
2  
ANS  
YEARS  
GUARANTEED

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II  
MEDICAL DEVICE II



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML, VERSION BASIC 2

Réf. BCASPI39

**Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.**

Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.  
Principales applications: Urgences, Chirurgie générale, Gynécologie, Liposuccion, Neurochirurgie, Obstetrique, Salle opératoire, Médecine dentaire.  
Disponible en 3 versions: Basic, FS ou Full

- Version BASIC 2, comprenant: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques  $\varnothing$  10-11-12 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz

- Vide Maximum (Ajustable) : -0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg

- Débit libre d'air max: 60 l/min

- Niveau Sonore : 51,7 dBA

- Cycle de fonctionnement: Ininterrompu

- Poids : 13 kg / Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139258

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 46,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 42,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 85,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 13,000

Poids conditionnement (kg) : 19,800

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:44 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI39

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.