

JOINT EN "O" POUR BOCAL 1000 ET 2000 ML

CA-MI

Réf. BCASPI87



JOINT EN "O" POUR BOCAL 1000 ET 2000 ML



Réf. BCASPI87

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040169361

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



15/11/2022 12:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI87