

JOINT EN "O" POUR BOCAL 4000 ML POUR NEW HOSPIVAC

Réf. BCASPI89



JOINT EN "O" POUR BOCAL 4000 ML POUR NEW HOSPIVAC

CA-MI

Réf. BCASPI89

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040169385

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI89