

ROULEAU TUBE SILICONE Ø 6X10 MM - 1 MÈTRE POUR ASPIRET, ASKIR, EMIVAC

Réf. BCASPI201



CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEED

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II

ROULEAU TUBE SILICONE Ø 6X10 MM - 1 MÈTRE POUR ASPIRET, ASKIR, EMIVAC

Réf. **BCASPI201**

1 rouleau de tibe silicone diam 6 / ext 10mm x 1 m

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe IIa | |
| Marquage : | CE0123 | Code barres : | 3661040166353 |
| Garantie (mois) : | 24 | Code douanier : | |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | 1,0 | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | 100,0 | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | 0,200 | Poids conditionnement (kg) : | 0,200 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | -20 | Température maxi : | 45 |
| Humidité mini : | 0 | Humidité maxi : | 85 |



30/03/2022 23:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI201

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.