

## TUBE D'ASPIRATION SILICONE Ø 8 X 14 MM, 1 MÈTRE

Réf. BCASPI202

CA-MI



CE  
0123



## TUBE D'ASPIRATION SILICONE Ø 8 X 14 MM, 1 MÈTRE

CA-MI

Réf. BCASPI202

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040169132

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,200

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:12 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI202