

CIRCUIT ELECTRONIQUE BOUTON ON/OFF POUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30

CA-MI

Réf. BCASPI127

CIRCUIT ELECTRONIQUE BOUTON ON/OFF POUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Réf. BCASPI127

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040159126
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,010
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		-20	Température maxi : 45
Humidité mini :		0	Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI127