

JOINT POUR BOCAL 5000 ML NEW HOSPIVAC

CA-MI

Réf. BCASPI123



JOINT POUR BOCAL 5000 ML NEW HOSPIVAC



Réf. **BCASPI123**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 0000000000741

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 17,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 17,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 0,5

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,024

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI123