

CONTENEUR POUR CATHÉTER - DIAM 54 X 400 MM NEW HOSPIVAC

Réf. BCASPI130

CA-MI



CONTENEUR POUR CATHÉTER - DIAM 54 X 400 MM NEW HOSPIVAC

Réf. **BCASPI130**

- Tuyau de polycarbonate 54 mm, de 400 mm de longueur.
- Totalement autoclavable (121° C – 15 min)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 0000000000789

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 5,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 43,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,256

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI130