

PORTE BOCAL AUTOCLAVABLE 4000 / 5000 ML NEW HOSPIVAC

Réf. BCASPI132

CA-MI

GARANTIE
1
AN
TOUT
GARANTIES



PORTE BOCAL AUTOCLAVABLE 4000 / 5000 ML NEW HOSPIVAC

CA-MI

Réf. BCASPI132

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 0000000000802

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 40,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 6,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,388

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI132