

SET TUBES 6X10MMX140CM/10MMX13CM+FILTRE+CONN ECTEUR BOCAL ASPIRET/ASKI

Réf. BCASPI136

CA-MI



CE
0123



SET TUBES 6X10MMX140CM/10MMX13CM+FILTRE+CONN ECTEUR BOCAL ASPIRET/ASKI

CA-MI

Réf. **BCASPI136**

Jeu de tuyaux contenant:

- 1 tuyau diam 6 mm /ext 10mm x longueur 140cm
- 1 tuyau diam 6 mm /ext 10mm x longueur 13 cm
- Connecteurs coniques 8-9-10 mm
- 1 filtre antibacterien

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040163604

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90330090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 4,340

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI136

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.