

ROULEAU TUBE SILICONE Ø6X10MMX10M POUR ASPIRET, ASKIR, EMIVAC

Réf. BCASPI143

CA-MI



CE
0123



ROULEAU TUBE SILICONE Ø6X10MMX10M POUR ASPIRET, ASKIR, EMIVAC

Réf. **BCASPI143**

Rouleau de tube silicone diam 6 mm / ext 10mm x 10m

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0123

Code barres : 0000000000888

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 21,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 23,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,694

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 10

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI143

2/2

HOLTEX

30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence - France

www.gsh-med.fr

Contact :

+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr