

BOCAL FLOVAC 1L RÉUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30

Réf. BCASPI102

CA-MI



GARANTIE
1
AN
TIAS
QUANTUM

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I_m

BOCAL FLOVAC 1L RÉUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Réf. **BCASPI102**

- Bocal / conteneur autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate, réutilisable.
- Destiné à contenir les poches jetables FLOVAC®
- capacité: 1000ml

Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bocaux autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040160849

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 4202121900

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI102

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.