

## SET TUBES Ø6X10MM+CONNECTEURS FLOVAC ASKIR 20/30/230/ASPIRET

CA-MI

Réf. BCASPI111

GARANTIE  
1  
AN  
TVA  
GARANTIE



CE  
0123

# SET TUBES Ø6X10MM+CONNECTEURS FLOVAC ASKIR 20/30/230/ASPIRET

Réf. **BCASPI111**

Jeu de tuyaux contenant:

- 1 tuyau diam 6 mm /ext 10mm x longueur 140cm
- 1 tuyau diam 6 mm /ext 10mm x longueur 26 cm
- Connecteurs coniques 8-9-10 mm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE0123	Code barres :	3661040160818
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90330090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	18,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	11,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	3,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,050	Poids conditionnement (kg) :	0,050
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	45
Humidité mini :	0	Humidité maxi :	85



30/03/2022 23:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI111

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.