

POCHE UU 3L FLOVAC POUR HOSPIVAC 350/400

Réf. BCASPI101

CA-MI

GARANTIE
1
AN
TAN
GARANTIE



POCHE UU 3L FLOVAC POUR HOSPIVAC 350/400



Réf. BCASPI101

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	0000000000604
Garantie (mois) :		12	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,200	Poids conditionnement (kg) :	0,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		-20	
Température maxi :		45	
Humidité mini :		0	
Humidité maxi :		85	



30/03/2022 23:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI101

2/2