

BOCAL FLOVAC 3L RÉUTILISABLE POUR HOSPIVAC 350/400



Réf. BCASPI104

BOCAL FLOVAC 3L RÉUTILISABLE POUR HOSPIVAC 350/400

Réf. BCASPI104

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 0000000000611

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 14,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 34,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 14,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,366

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI104