

SET TUBES 8 X 14 MM X 150 CM / 8 X 14 MM X 17, CONNECTEURS PR BOCAL HOSPIVAC

Réf. BCASPI139

CA-MI



CE
0123



SET TUBES 8 X 14 MM X 150 CM / 8 X 14 MM X 17, CONNECTEURS PR BOCAL HOSPIVAC

CA-MI

Réf. **BCASPI139**

Jeu de tuyaux contenant:

- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 150 cm
- 1 tuyau x diam 8 / ext 14mm x longueur 17 cm
- Connecteurs conique 10-11-12 mm

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Non | | |
| Marquage : | CE0123 | Code barres : | 0000000000857 |
| Garantie (mois) : | 12 | Code douanier : | 90330090 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | 18,5 |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | 17,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | 3,5 |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,250 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | -20 | Température maxi : | 45 |
| Humidité mini : | 0 | Humidité maxi : | 85 |



30/03/2022 23:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI139

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

2/2