

## ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML-VERSION FULL 2

Réf. BCASPI56

CA-MI

GARANTIE  
3  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE  
II  
a



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW HOSPIVAC 400, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML-VERSION FULL 2

Réf. BCASPI56

avec commande au pied et bouches communicants

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

- Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

- Disponible en 3 versions: Basic, FS ou full

- Accessoires pour la version Basic :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Accessoires pour la version FS :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko

- Pédale

- Accessoires pour la version Full :

- Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- 8x14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko,

- Pédale

- Système Électronique de Transfert entre les bouches de recueil

- Caractéristiques techniques :

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040139425

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 50,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 50,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 92,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 21,000

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 22:45 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCASPI56

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.