


## PUNCH À BIOPSIE Ø 1,5 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS

Réf. CPPUNC01



# PUNCH À BIOPSIE Ø 1,5 MM, STÉRILE UU - BOÎTE DE 10 PCS

Réf. **CPPUNC01**

**Dispositif prêt à l'emploi, à usage unique**

Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure une bonne préhension de l'instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification aisée.

- Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
- Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
- Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Boîte de 10
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE2460

Code barres : 3661040186153

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90183290

Stérile : Oui

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 9,0

Longueur unitaire (cm) : 8,2

Longueur conditionnement (cm) : 17,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,065

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : 10

Température maxi : 40

Humidité mini : 35

Humidité maxi : 65



07/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. CPPUNC01