

## LAMES DE BISTOURI STÉRILES UU - N° 15 BOÎTE DE 100 PCS

Réf. CPLAME05



## LAMES DE BISTOURI STÉRILES UU - N° 15 BOÎTE DE 100 PCS



Réf. **CPLAME05**

- Usage unique
- Stériles
- Boîte de 100 pièces

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE2460	Code barres :	3661040186078
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189022
Stérile :	Oui		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	2,7
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	8,7
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	8,2
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,142
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	10	Température maxi :	40
Humidité mini :	35	Humidité maxi :	65



07/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. CPLAME05

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.