

LAMES DE BISTOURI STÉRILES UU - N° 10 BOÎTE DE 100 PCS

Réf. CPLAME01



LAMES DE BISTOURI STÉRILES UU - N° 10 BOÎTE DE 100 PCS



Réf. **CPLAME01**

- Usage unique
- Stériles
- Boîte de 100 pièces

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE2460	Code barres :	3661040186047
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189022
Stérile :	Oui		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	9,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,120
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	10	Température maxi :	40
Humidité mini :	35	Humidité maxi :	65



07/04/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. CPLAME01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.