


THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

Réf. DWPRO6K08

WelchAllyn®



CE
0297



THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)



Réf. DWPRO6K08

Thermomètre à infrarouge tympanique pour les pro, en 2 secondes et avec Station de recharge électrique

Le thermomètre auriculaire Braun ThermoScan PRO 6000 de Welch Allyn, doté de la technologie de mesure la plus avancée, offre la rapidité et la simplicité dont les professionnels de santé ont besoin pour capturer des relevés de température précis, fiables et de manière confortable pour les patients.

- Durée de mesure : 2 - 3 secondes
 - La technologie innovante PerfecTemp™ améliore la précision des mesures en détectant l'orientation et la profondeur d'insertion de la sonde dans le conduit auditif et ajuste les paramètres de calcul de la température.
 - La technologie ExacTemp™ contribue à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de la sonde pendant la mesure
 - Il dispose d'un compteur de pouls de 60 secondes facilitant la mesure manuelle de la fréquence de pouls et de la respiration, d'un chronomètre, de boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation C/F
 - Type d'affichage : Large écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques
 - Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
 - Alimentation : batterie rechargeable grâce à sa station de chargement).
 - Les couvre-sondes pour ThermoScan® Pro 6000 protègent la sonde et contribuent à minimiser le risque de contamination croisée.
 - Petit : 152 mm x 44 mm x 33 mm (6" x 1,7" x 1,3") et léger : 100 grammes (sans piles).
 - Durée de vie des piles : 1000 mesures (piles alcalines AA)
 - Livré avec : l'embase courte, la station de chargement, la batterie rechargeable et une boîte de 20 couvre-sondes
- Caractéristiques :
- Plage de température affichée : 20,0 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)
 - Température de fonctionnement : 10,0 °C à 40,0 °C (50 °F à 104 °F)
 - Précision : ±0,2 °C (±0,4 °F) pour la plage 35,0 à 42,0 °C (95 à 107,6 °F)
- Existe également en version embase courte uniquement sur piles LR6 (ref. DWPRO6K01)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe IIa		
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661041009826
Garantie (mois) :	36		Code douanier :	902519
Stérile :	Non			

MESURES

	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	3,3	Largeur conditionnement (cm) :	16,0
Longueur unitaire (cm) :	4,4	Longueur conditionnement (cm) :	25,0
Hauteur unitaire (cm) :	15,2	Hauteur conditionnement (cm) :	15,0
Poids unitaire (kg) :	0,440	Poids conditionnement (kg) :	0,460

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 00:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DWPRO6K08

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000 (EMBASE COURTE + STATION DE CHARGEMENT)

WelchAllyn®

Réf. DWPRO6K08

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
DWPRO6K07	Station de Chargement pour Thermomètre PRO 6000	1
DWPRO6K01	Thermomètre tympanique ThermoScan® Pro 6000 (embase courte)	1