

CÂBLE D'ALIMENTATION POUR NEW ASKIR 30

Réf. BCASPI170



CÂBLE D'ALIMENTATION POUR NEW ASKIR 30



Réf. BCASPI170

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0124

Code barres : 3661040031552

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,158

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 85



31/03/2022 00:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI170

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.