


PÈSE PERSONNE À COLONNE MPK200K-1P - MAX. 250 KG

Réf. EKMPK01

KERN



CE
0297



PÈSE PERSONNE À COLONNE MPK200K-1P - MAX. 250 KG



Réf. EKMPK01

Idéal pour la gériatrie, paramédical, clubs de sport, particuliers, et aussi les mesures d'obésité

- Plateau en verre extra plat pour faciliter la montée
 - Hygiénique et facile à nettoyer
 - Grâce au pied fixé à la balance, l'appareil d'analyse est simple à utiliser et la valeur de pesée est facile à lire même dans de mauvaises conditions lumineuses
 - Grande simplicité d'utilisation : Toucher – monter dessus – lire le poids
 - Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
 - Grand écran LCD contrasté, hauteur de chiffres 25 mm
 - Conversion d'unités possible entre kg et lb
 - Fonctionnement uniquement sur piles (4 x 1,5V AA fournies)
 - Homologable en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions plateau :
LxPxH 350x350x45 mm
 - Dimensions totales (colonne incluse) :
LxPxH 350x420x955 mm
 - Poids net env. 3,8 kg
- > N'est PAS un dispositif médical, n'est PAS de Classe de précision de mesure III
> Possibilité d'avoir un certificat d'étalonnage DAkkS sur devis (EKCERTIF02)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE0297

Code barres : 3661040195414

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 42,0

Largeur conditionnement (cm) : 14,0

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) : 102,0

Hauteur unitaire (cm) : 95,5

Hauteur conditionnement (cm) : 45,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 6,350

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 00:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMPK01