

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA 300K-1PM - 300 KG - BARRE + PORTE AFFICHEUR

Réf. EKMWA_1PM

KERN



CE
0297



PLATEFORME DE PESÉE KERN MWA 300K-1PM - 300 KG - BARRE + PORTE AFFICHEUR



Réf. **EKMWA_1PM**

Plateforme de pesée pour fauteuil roulant avec barrière rabattable et porte afficheur

- Avec barrière rabattable et porte afficheur
- Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients forts, en surpoids
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Grand écran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Sans roulettes
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologable en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions afficheur :
LxPxH 200x128x55 mm
- Dimensions totales, sans barre de retenue :
LxPxH 1180x1000x1130 mm
- Longueur de câble afficheur env. 180 cm
- Poids net env. 76 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 3661040201054

Garantie (mois) : 36

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 100,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 118,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 113,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:13 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWA_1PM