

## SOCLE A ROULETTES POUR MONITEUR SUNTECH CT50

 SunTech Medical®

Réf. DSU551515



**CE**  
0413

# SOCLE A ROULETTES POUR MONITEUR SUNTECH CT50

Réf. **DSU551515**

socle à roulettes pour moniteur de signes vitaux CT 50 de Suntech

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446032708
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	15,600
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU551515

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## SOCLE A ROULETTES POUR MONITEUR SUNTECH CT50

Réf. DSU551515

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
DSU551514	Socle à roulettes pour CT40 Suntech	1
DSU525090000_2	4 vis m4x8 + 4 rondelles m3x8x0,8	1