

## PISTOLET DE REMPLACEMENT POUR MODULE TEMPERATURE CT40

Réf. DSU551470

 SunTech Medical®



# PISTOLET DE REMPLACEMENT POUR MODULE TEMPERATURE CT40

Réf. **DSU551470**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa Classe de précision de mesure : Classe II

Marquage : CE0413 Code barres : 0110840935103813

Garantie (mois) : 3 Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) : 18,0

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) : 6,0

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,100

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:03 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU551470