

PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 - HOLTEX

Réf. EHANDI3



PÈSE-BÉBÉ ET ENFANT ÉLECTRONIQUE, ANDINE 3 - HOLTEX

Réf. EHANDI3

Pèse-bébé et enfant 4 en 1 : idéal pour les pédiatres et généralistes

Pèse-bébé et enfant qui permet de peser et mesurer les bébés avec un plateau amovible ou de peser et mesurer les jeunes enfants de 30 à 160 cm sans le plateau.

- 3 modes de pesée : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé
- Grande capacité jusqu'à 100 kg : pour peser maman + bébé
- Grande surface de plateau de pesée ergonomique résistante et optimisée pour peser les nourrissons (600(L) x 326(l) x 91(H) mm)
- 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
- Hygiénique, facile à nettoyer, stable avec 4 pieds antidérapants en caoutchouc, facile à transporter (Sac de transport vendu séparément)
- Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft
- Grand écran LCD (79 x 28 mm) avec rétro-éclairage bleu, facile à lire et qui pivote automatiquement à 180° lorsque le poids est supérieur à 20 kg pour une lecture pratique
- Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (non fournies)
- Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3661040216669

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 84231090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 34,8

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 63,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 16,9

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EHANDI3