

## ADAPTATEUR SECTEUR SANS CÂBLE SECTEUR

Réf. DSU551901

 SunTech Medical®



# ADAPTATEUR SECTEUR SANS CÂBLE SECTEUR

Réf. **DSU551901**

Pièce détachée pour l'alimentation électrique du Suntech® 247TM

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE		Code barres : 3700446033354
Garantie (mois) :	0		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	13,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,203
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:03 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU551901