

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 36 LI-ION, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML, PROXIMITY

Réf. BCASPI176

CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II
MEDICAL DEVICE II



ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 36 LI-ION, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML, PROXIMITY

Réf. BCASPI176

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, New Askir 36 LI-ION est léger et facile à transporter.

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Principales applications: Voiture-ambulance, Département Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. vétérinaire.

- Fonction Proximity : activation sans contact tactile
- Composé de : Aspirateur New Askir 36 LI-ION + Kit Flovac® 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø8X14mm+connecteurs / 1x Ecarte)
- Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes et housse de transport en option
- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides, muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) / Canule CH20
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 14V avec adaptateur Universel AC/DC / batterie Interne rechargeable (14.8V 5.2A) Autonomie 70min – Temps de charge 240min / Adaptateur Automobile (12V 4A)
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)
- Niveau Sonore : 60 dBA
- Poids : 3 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661041008744

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 85



31/03/2022 02:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI176

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.