

## 500 COUVRE-SONDES POUR MODULE TEMP CT40 ET CT50 SUNTECH

 SunTech Medical®

Réf. DSU551467

CE  
0413



# 500 COUVRE-SONDES POUR MODULE TEMP CT40 ET CT50 SUNTECH

Réf. DSU551467

25 boîtes de 20

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 1088452116202
Garantie (mois) :	0		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	12,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	29,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,622
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:03 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU551467

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.