

CORDON SECTEUR EUROPE PRO VS CHECK

 SunTech Medical®

Réf. DSU552760



CORDON SECTEUR EUROPE PRO VS CHECK

Réf. DSU552760

Pièce détachée pour garrots

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0413		Code barres : 3700446033590
Garantie (mois) :	3		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	8,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	222,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,270
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU552760

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.