

SUPPORT MURAL AVEC PANIER POUR STATION SUNTECH CT40

 SunTech Medical®

Réf. DSU551513



SUPPORT MURAL AVEC PANIER POUR STATION SUNTECH CT40

Réf. **DSU551513**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040217702

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:59 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU551513

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.