

## TRANSFORMATEUR SECTEUR POUR KERN MBC, MCC, MPE, MWA (A PARTIR DE 2017)



Réf. EKTRAN01

# TRANSFORMATEUR SECTEUR POUR KERN MBC, MCC, MPE, MWA (A PARTIR DE 2017)



Réf. **EKTRAN01**

Adaptateur secteur externe, 100-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK  
Tension d'entrée: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661041009925
Garantie (mois) :		Code douanier :	85044090
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	10,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	6,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:14 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKTRAN01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.