

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 118 BASIC-WM, FLOVAC 1 LITRE

Réf. BCASPI178



CA-MI

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE
II
a

ASPIRATEUR À MUCOSITÉ CA-MI NEW ASKIR 118 BASIC-WM, FLOVAC 1 LITRE

Réf. BCASPI178

Spécial ambulance : pour une utilisation à bord de véhicules d'urgence avec support spécial

Dispositif médical électrique indiqué pour l'aspiration orale, nasale et trachéale de fluides corporels chez l'adulte ou l'enfant.
Principales applications : Ambulance, Urgences, Soins domiciles, Transfert du patient, Trachéotomie, Med. vétérinaire

- Accessoires fournis : 1 sac jetable et 1 pot réutilisable de 1000 ml / Tubes Silicone Autoclavables 8x14mm + Connecteur Conique ø 10-11-12mm / Filtre antibactérien & Hydrophobe (patient unique) + Canule CH20 / Adaptateur secteur universel AC/DC + cordon d'alimentation avec prise européenne / Support ambulance (dimensions 20x16x16 cm)
- Alimentation : 14V avec adaptateur universel AC/DC / Batterie interne rechargeable Lithium-Ion (14.8V - 5.2A) autonomie 70 minutes - Recharge 360 minutes
- Moteur : Pompe à piston sec (pas de graissage et/ou d'entretien)
- Vide Maximum (Ajustable) : -75 kPa -563 mmHg -0.75 Bar
- Flux d'air libre : 36l/min
- Niveau sonore : 68,2 dBA
- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu (connecté au secteur)
- Poids: 2,5 kg / Dimensions : 35 x 19 x 15 cm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 8054619104712

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 19,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 15,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,500

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI178

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.