

ADAPTATEUR 220V POUR KERN MCB

KERN

Réf. EKACCE01



ADAPTATEUR 220V POUR KERN MCB

Réf. **EKACCE01**

Adaptateur 220V pour Kern MCB, MPS, MXS-M, MBB-M, MWS, MTS.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	4045761096905
Garantie (mois) :		Code douanier :	8504409090
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue		Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)

30/03/2022 15:01 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKACCE01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.