

## PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPC - 250 KG - 100 G - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMP01-CIII

**KERN**



CE  
0297



# PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPC - 250 KG - 100 G - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EK MPC01-CIII

## Pèse-personne EK MPC01 homologué en classe III médicale

- Hygiénique et facile à nettoyer
  - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  - Poignée très stable pour le transport de la balance
  - Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
  - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
  - Fonction "mère et enfant" : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
  - Filtrage des vibrations
  - Lecture haute résolution : la mesure peut être augmentée d'une décimale en appuyant simplement sur une touche
  - Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
  - Graduation 0,1 kg
  - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
  - Homologué en classe III
  - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions afficheur : LxPxH 200x130x60 mm
  - Poids net env. 10 kg
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure :	Classe III
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661040063270
Garantie (mois) :	24		Code douanier :	
Stérile :	Non			

### MESURES

	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	36,0	Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :	36,5	Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :	8,0	Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	10,000	Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EK MPC01-CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPC - 250 KG - 100 G - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPC01-CIII

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMPC01	Pèse-personne Kern MPC-Afficheur Déporté- 250 Kg - 100 g	1
EKCERTI06	Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale)	1