

## PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD - 250 KG - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMPD01\_CIII

**KERN**



GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GARANTEE

CE  
0297

DISPOSITIF MÉDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE  
**I**<sub>m</sub>

# PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD - 250 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPD01\_CIII

## Pèse-personne EKMPD01 homologué en classe III médicale

- Idéal dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,01 kg
- Fonctionnement possible sur piles (6 x AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions plateau : LxPxH 365x360x80 mm
- Dimensions afficheur : LxPxH 200x130x60 mm
- Dimensions balance : LxPxH 365x490x120 mm
- Poids net env. 10 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure :	Classe III
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661040055022
Garantie (mois) :	24		Code douanier :	
Stérile :	Non			

### MESURES

	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	49,0	Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :	36,5	Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :	12,0	Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	10,000	Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:05 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMPD01\_CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE KERN MPD - 250 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPD01\_CIII

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMPD01	Pèse-personne Kern MPD-Afficheur Fixe-250 Kgs-Grad 100 g	1
EKCERTI06	Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale)	1