

## CÂBLE D'INTERFACE KERN RS 232C POUR RACCORDEMENT À UN APPAREIL EXTERNE

**KERN**

Réf. EKMP508



# CÂBLE D'INTERFACE KERN RS 232C POUR RACCORDEMENT À UN APPAREIL EXTERNE



Réf. **EKMPS08**

Câble d'interface Kern RS 232C pour raccordement à un appareil externe

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	4045761096950
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:05 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMPS08

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.