

CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 474-926

KERN

Réf. EKMP509



CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 474-926



Réf. **EKMPS09**

474-926 Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe

Longueur de câble env. 1,5 m
convient pour les séries KERN EW-N/EG-N et KERN PES/PEJ

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	4045761013926	
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	10,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,253
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMPS09

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.