

CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 770-926

KERN

Réf. EKMP510



CÂBLE D'INTERFACE POUR RS2 770-926



Réf. **EKMPS10**

770-926 Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 4045761014824

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 2,7

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 6,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 3,5

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 80,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMPS10

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.