

COLONNE POUR MISE EN HAUTEUR DE L'AFFICHAGE - KERN MXS 300K100M / MPT300K100M / MWS300K100M

KERN

Réf. EKMWS02



COLONNE POUR MISE EN HAUTEUR DE L'AFFICHAGE - KERN MXS 300K100M / MPT300K100M / MWS300K100M



Réf. **EKMWS02**

Colonne pour placer verticalement l'afficheur.
Hauteur de la colonne environ 95 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :		Code barres :	4045761096714
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	9,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWS02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.