

## JEU DE RAIL DE MAINTIEN POUR KERN EKMWS01

**KERN**

Réf. EKMWS04



# JEU DE RAIL DE MAINTIEN POUR KERN EKMWS01



Réf. **EKMWS04**

- Set de barres de retenue réglables, pour monter sur la balance
- L 111,5cm x P 6cm x H 9 cm environ.
- Comprend : 2 barres de retenue, une potence stabilisatrice, le matériel de fixation.
- S'adapte sur le modèle MWS, de portée 300kg (réf. EKMWS01)

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	4045761096721
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMWS04

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.