

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE

Réf. EKMWS05

KERN



CE
0297



PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE



Réf. EKMWS05

Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue

- Avec barres de retenue, les patients peuvent ainsi être pesés debout, appuyés sur la barre de retenue ou dans une chaise roulante
 - Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés avec mémorisation des poids de tare d'un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)
 - Le grand plateau de pesée en acier est idéal pour peser les patients forts, en surpoids
 - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
 - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
 - Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0,1 kg
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologable en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions afficheur : LxPxH 210x110x50 mm
 - Dimensions totales : LxPxH 1155x800x66 mm
 - Longueur de câble afficheur env. 180 cm
 - Poids net env. 28,4 kg
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 3661040063317

Garantie (mois) : 36

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 80,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 115,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMWS05

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE



Réf. EKMWS05

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMWS01	Plateforme de pesée pour fauteuil roulant Kern MWS- 300 kgs	1
EKMWS04	Jeu de rail de maintien pour EKMWS01	1