

HOUSSE DE PROTECTION DE L'AFFICHEUR (KERN MPA, MTA)

KERN

Réf. EKMPE04



HOUSSE DE PROTECTION DE L'AFFICHEUR (KERN MPA, MTA)



Réf. **EKMPE04**

- Housse transparente, lot de 5
- Dimensions emballage (LxPxH): 220mm x 50mm x 30mm

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040173559

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 5,000

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMPE04

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.